

Test Perthesa

Służy do badania funkcji żył głębokich i przesywających w kończynach

Badany w pozycji stojącej, zakładamy opaskę na kończynie powyżej wyczuwalnych żyłaków.

Pacjent powinien szybko poruszać się w miejscu.

Niewydolność stwierdza się wtedy gdy podczas pracy mięśni nie następuje pełne opróżnienie żyłaków

- całkowite zatrzymanie krwi to niewydolność żył odpiszczelowej
- niekompletne opróżnienie żyłaków to niewydolność zastawek żył łączących
- natomiast brak jakichkolwiek zmian w żyłakach to znaczy niewydolność żył przesywających i częściowa niewydolność żył głębokich