

Test Trendelenburga

Ocena wydolności żył powierzchownych i głębokich uda głównie żył odstrzałkowej i przeszywających.

Osoba badana leży na plecach z uniesioną kończyną dolną.

Zakładamy elastyczną opaskę w okolicy pachwiny.

Prosimy pacjenta aby wstał.

- 1) Jeżeli po 30 sek od wstania żylaki się nie wypełnią, a po zwolnieniu opaski wypełnią się szybko od strony bliższej to świadczy o niewydolności zastawek żył odpiszczelowej przy wydolnych żyłach przeszywających.
- 2) Gdy żylaki wypełnią się od strony dystalnej – to wskazuje na niewydolność żył przeszywających
- 3) Gdy żylaki wypełnią się od strony proksymalnej - to wskazuje na niewydolność żył odstrzałowej.
- 4) Szybkie wypełnienie żyłaków od strony dystalnej przed zdjęciem opaski a od strony proksymalnej po jej zdjęciu świadczy o niewydolności żył odpiszczelowej i jej połączeń z głębokim układem żylnym.